

「温める」「ゆるめる」「刺激する」さらに「きれいに」 ご自宅で手軽にできる温熱セルフケア！

三井式温熱治療器Ⅲの効能効果の範囲は ①疲労回復 ②血行をよくする ③筋肉の疲れをとる ④筋肉のこりをほぐす
⑤神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ⑥胃腸の働きを活発にする です。

※温度設定は 42℃から 86℃まで、5段階の設定が可能です。

設定温度	1	2	3	4	Pro
	約 42℃	約 55℃	約 62℃	約 70℃	約 86℃

*温度設定ボタンを長押しすると、Pro 設定に移行します。



79,000円 税抜価格

<付属品>

- ・取扱説明書、保証書
- ・ヘッドカバー2枚
- ・温熱セルフケアのポイント(使い方ガイド)
- ・キャリングケース

FFC(免疫加工)の100% Cottonのヘッドカバー

FFC(免疫加工)とは、素材そのものに含まれる水分に水溶性の2種類の鉄($\text{Fe}_2 \cdot \text{Fe}_3$)ミネラルを含浸させる技術です。コットンカバーに2種類の鉄ミネラルを含浸させることで化学物質の害を最小限に抑える事ができます。



温熱器をもっと身近に 便利にお使いいただける関連商品

温熱器+クリアジェルでできる「温熱フェイスクア」



クリアジェル MUGEN

くりこま高原の湧水をベースにつくられた『クリアジェルMUGEN』。この湧水にはミネラルが豊富にバランスよく含まれているため、肌の内側から潤いを与え、美肌へ導いてくれます。ベタつかずさらっとしているのに、ケア後の肌は透明感が増し、驚くほどにハリ・弾力・潤いがでます。化粧水・乳液はこれ1本でOK。温熱フェイスクアが安心して行えるよう各成分の「熱」の反応に対してチェックをしていただいております。※鉱物油、石油系合成界面活性剤、合成色素、パラベン、合成香料は一切使用しておりません

手の届かない場所でも自由自在に「注熱」できる



マイハンドらくらくⅡ

温熱のポイントは何といっても背骨を中心とした背中。温熱器に寄りかからなくても、思ったところに気持ちよく熱を入れられる便利なグッズが登場！それがこの「マイハンドらくらくⅡ」。ご自分で、わずかな力で、満足のいく温熱ライフが実現します。

製品概要

新薬事法に
基づいた
仕様

・販売名 …………… 三井式温熱治療器Ⅲ
・医療機器承認番号… 22100BZX01108000
・名称 …………… 温灸器
・電源 …………… AC100V 50/60Hz
・消費電力 …………… 31W

・定格時間 …………… 60分
・外形寸法 制御部 幅160×奥行100×高さ40 (mm)
・発熱部 …………… 幅70×奥行230×高さ30 (mm)
・重量 …………… 制御部 約230g/発熱部 約160g
・製造販売元 …………… 株式会社エスエヌディ

三井温熱 株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台3-36-1
TEL: 0476-37-8771