

ご自宅で・いつでも手軽に 「注熱」による温熱効果を実感できます。

三井式温熱治療器Ⅱでは、①疲労回復 ②血行をよくする ③筋肉の疲れをとる ④筋肉のこりをほぐす ⑤神経痛・筋肉痛の緩解などに対し、数多くの温熱効果を実感することができます。


ご自宅で・いつでも手軽に、身体の気になる部分をねらって温めることができますので、日常的にかつ効率よくセルフケアがおこなえます。



大きなヘッド部分
発熱板表面にはセラミックコーティングがしてあり、そこから放射される熱と遠赤外線が効率良く体を温めていきます。



温度設定の簡単なコントロールパネル
体の状態に合わせ、5段階の中から温度設定が選べます。残り時間も表示され、1時間経つと自動的に電源が切れます。




軽量で手に馴染みやすい!
グリップ部分は、片手でも楽に動かせます。緩やかなカーブがついて、背中や腰など背部にもあてやすい形状となっています。

76,000円 税抜価格

持ち運びに便利なケース付

FFC(免疫加工)の100%コットンのヘッドカバー

FFC(免疫加工)とは、素材そのものに含まれる水分に水溶性の2種類の鉄($\text{Fe}_2 \cdot \text{Fe}_3$)ミネラルを含浸させる技術です。コットンカバーに2種類の鉄ミネラルを含浸させることで化学物質の害を最小限に抑える事ができます。



温熱器をもっと身近に 便利にお使いいただける関連商品

温熱器+クリアジェルでできる「温熱フェイスクア」



クリアジェル MUGEN

くりこま高原の湧水をベースにつくられた『クリアジェルMUGEN』。この湧水にはミネラルが豊富にバランスよく含まれているため、肌の内側から潤いを与え、美肌へ導いてくれます。ベタつかずさらっとしているのに、ケア後の肌は透明感が増し、驚くほどにハリ・弾力・潤いがでます。化粧水・乳液はこれ1本でOK。温熱フェイスクアが安心して行えるよう各成分の「熱」の反応に対してチェックをさせていただいております。※鉱物油、石油系合成界面活性剤、合成色素、パラベン、合成香料は一切使用しておりません

手の届かない場所でも自由自在に「注熱」できる



マイハンドらくらく

温熱器はそもそも老若男女いずれの方でも取り回しが利くよう、コンパクトに設計されております。ですが熱を加える際、どうしても手が届かない・届きにくい場所に対してはおのこの創意工夫が必要となり「上手に注熱する」という意味では、使用される方々によって個人差がありました。そこで、ある温熱愛好者のアイディアにより、温熱器の可動範囲を拡張させ、身体の曲線にフィットした注熱を行うために生まれたのが『マイハンドらくらく』です。

製品概要

新薬事法に
基づいた
仕様

・販売名	三井式温熱治療器Ⅱ
・医療機器認証番号	220AGBZX00154000
・名称	家庭用温熱治療器
・電源	AC100V 50/60Hz
・消費電力	31W

・定格時間	60分
・外形寸法	制御部 幅160×奥行100×高さ40 (mm)
・発熱部	幅70×奥行230×高さ30 (mm)
・重量	制御部 約230g 発熱部 約160g

三井温熱 株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台3-36-1

TEL: 0476-37-8771